



تاریخ ۵ فروردین ۱۳۹۷

موضوع: کیت های بدون بیوتین وایداس جهت انجام آزمایشات ایمونولوژی

مشتری گرامی،

کمپانی بیومریو متعهد است که خدمات ، پشتیبانی و محصولاتی را ارایه نماید که از بالاترین کیفیت بهره می برند: ما صمیمانه از شما به جهت بهره بردن از دستگاه ویداس سپاسگزاریم.

ما این افتخار را داریم که اعلام نماییم که کیت های تولید شده جهت تست های وایداس هیچگونه تداخل بیوتینی به علت عدم استفاده از ماده بیوتین در سرم یا پلاسما ندارند.

- اکثریت کیت های وایداس (۶۳ مورد از ۷۳ کیت) بدون استفاده از تکنولوژی بیوتین / استرپتویدین طراحی شده اند. بنابراین هیچگونه بیوتینی در طراحی ۶۳ مورد از کیت های وایداس استفاده نشده است.

- ۱۰ مورد از کیت های وایداس با استفاده از تکنولوژی بیوتین/استرپتویدین طراحی گردیده اند. طبق فرمت ، پروتکل و پس از چک نمودن نمونه های حاوی مقدار بالای بیوتین (۲۰۰۰ ng/ml) ما تایید می نماییم که هیچگونه تداخل بیوتینی در این ۱۰ کیت در نمونه های سرم / پلاسما با بیوتین ۲۰۰۰ ng/ml وجود ندارد.

در ذیل لیست کیت های تولید شده با تکنولوژی بیوتین آمده است.

بدلیل عدم اشاره به عدم تداخل بیوتین در کیت های وایداس ، پیشنهاد می گردد که در صورت نیاز به این نامه رسمی رجوع شود.

لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر به نماینده بیومریو در کشور خود مراجعه نمایید.

سپاس فراوان جهت استفاده مداوم از محصولات کمپانی بیومریو

با تقدیم احترام

هلن برابند

رئیس بخش پشتیبانی فنی کیت های ایمونولوژی

کمپانی بیومریو

سندراین تلیر

مدیر بین الملل محصولات ایمونولوژی

کمپانی بیومریو

VIDAS tests with streptavidin biotin		
Panel	Produit VIDAS®	Reference
Emergency	HS Troponine I	415386
Thyroid	Anti-TPO	30461
Hépatitis	HBs Ag Ultra	30315
Hépatitis	HBs Ag Ultra Confirmation	30317
Hépatitis	Anti-HBs Total II	30318
Hépatitis	HBe-Anti Hbe	30305
HIV	HIV P24 II	30117
HIV	HIV DUO Ultra	30443
HIV	HIV DUO Quick	30447
Other sero.	C. difficile Toxin A & B	30118